


# PŁYTKI KOSTNE - SYSTEM 2.0



**MEDGAL**<sup>®</sup>  
ORTHOPAEDIC IMPLANTS & INSTRUMENTS



## SYSTEM 2.0

### DOSTĘPNE ODMIANY PŁYTEK I WKRĘTÓW / AVAILABLE TYPES OF SCREWS

Pierwszy człon numeru katalogowego First part of REF No.	Odmiany wkrętów / Types of screws
1	tytan / titanium
4	stal implantacyjna / stainless steel
5	stal implantacyjna + DLC / stainless steel + DLC
11	tytan + DLC / titanium + DLC

#### PRZYKŁAD / EXAMPLE

X-zz-zzz-zz

X = 1,4,5,11,21,24

z = numeracja / number



Płytki kostne / Bone plates	2
Instrumentaria / Instrument sets	9
Wkręty kostne / Bone screws	10

**Płytką T 2**  
T 2 plate

L (mm)	otwory holes	REF
30	4	X-04-255-04

grubość  
thickness  
1,2 mm



Wkręty blokowane / Locked screws:  $\varnothing$  2,0 mm

**Płytką Y 3**  
T 3 plate

L (mm)	otwory holes	REF
33	4	X-04-256-04

grubość  
thickness  
1,2 mm



Wkręty blokowane / Locked screws:  $\varnothing$  2,0 mm

**Płytką T 3**  
T 3 plate

L (mm)	otwory holes	REF
30	4	X-04-257-04

grubość  
thickness  
1,2 mm



Wkręty blokowane / Locked screws:  $\varnothing$  2,0 mm

## Płytki talerzowa

Ring plate

D (mm)	otwory holes	REF
16	7	X-04-258-07

grubość  
thickness  
1,5 mm



Wkręty blokowane / Locked screws:  $\varnothing$  2,0 mm

## Płytki dwumostkowa

Double bridge plate

L (mm)	otwory holes	REF
15	4	X-04-259-04

grubość  
thickness  
1,2 mm



Wkręty blokowane / Locked screws:  $\varnothing$  2,0 mm

## Płytki H

H plate

L (mm)	otwory holes	REF
12	4	X-04-260-04

grubość  
thickness  
1,2 mm



Wkręty blokowane / Locked screws:  $\varnothing$  2,0 mm

**Płytki czteromostkowa**

Quadruple bridge plate

L (mm)	otwory holes	LEWA / LEFT	PRAWA / RIGHT
23	8	X-04-285-00	X-04-286-00

grubość thickness  
1,2 mm



Wkręty blokowane / Locked screws:  $\varnothing$  2,0 mm

**Płytki do osteotomii**

Plate for osteotomies

L (mm)	otwory holes	REF
34	4	X-04-261-04
40	5	X-04-261-05

grubość thickness  
1,2 mm



Wkręty blokowane / Locked screws:  $\varnothing$  2,0 mm  
Wkręty korowe / Cortical screws:  $\varnothing$  2,0 mm

**Płytki do osteotomii**

Plate for osteotomies

L (mm)	otwory holes	REF
27	4	X-04-262-04
32	5	X-04-262-05

grubość thickness  
1,2 mm



Wkręty blokowane / Locked screws:  $\varnothing$  2,0 mm  
Wkręty korowe / Cortical screws:  $\varnothing$  1,5 mm

**Płytki kłykciowa**

Condylar plate

L (mm)	otwory holes	REF
54	7	X-04-264-07

grubość thickness  
1,3 mm



Wkręty blokowane / Locked screws:  $\varnothing$  2,0 mm  
Wkręty korowe / Cortical screws:  $\varnothing$  2,0 mm

**Płytki kłykciowa z pinem**

Condylar plate with pin

L (mm)	otwory holes	LEWA / LEFT	PRAWA / RIGHT
39	6	X-04-265-06	X-04-266-06

grubość thickness  
1,2 mm



Wkręty korowe / Cortical screws:  $\varnothing$  2,0 mm

**Płytki adaptacyjna T**

T adaptation plate

L (mm)	otwory holes	REF
52,5	7	X-04-267-07

grubość thickness  
1,3 mm



Wkręty blokowane / Locked screws:  $\varnothing$  2,0 mm  
Wkręty korowe / Cortical screws:  $\varnothing$  2,0 mm



### Płytką adaptacyjną Y

Y adaptation plate

L (mm)	otwory holes	REF
55	7	X-04-268-07

grubość thickness  
1,3 mm



Wkręty blokowane / Locked screws:  $\varnothing$  2,0 mm  
Wkręty korowe / Cortical screws:  $\varnothing$  2,0 mm

### Płytką T

T plate

L (mm)	otwory holes	REF
52,5	7	X-04-269-07

grubość thickness  
1,3 mm



Wkręty blokowane / Locked screws:  $\varnothing$  2,0 mm  
Wkręty korowe / Cortical screws:  $\varnothing$  2,0 mm

### Płytką L 2

L 2 plate

L (mm)	otwory holes	LEWA / LEFT	PRAWA / RIGHT
32	4	X-04-323-04	X-04-324-04

grubość thickness  
1,2 mm



Wkręty blokowane / Locked screws:  $\varnothing$  2,0 mm

**Płytki hakowa**

Hook plate

L (mm)	otwory holes	REF
46	7	X-04-194-07

grubość thickness  
1,8 mm



Wkręty blokowane / Locked screws:  $\varnothing$  2,0 mm  
Wkręty korowe / Cortical screws:  $\varnothing$  1,5 ; 2,0 mm

**Płytki prosta rekonstrukcyjna**

Straight reconstruction plate

L (mm)	otwory holes	REF
29	5	X-02-165-05
35	6	X-02-165-06
41	7	X-02-165-07
47	8	X-02-165-08
53	9	X-02-165-09
59	10	X-02-165-10
65	11	X-02-165-11
71	12	X-02-165-12
77	13	X-02-165-13
83	14	X-02-165-14
89	15	X-02-165-15

grubość thickness  
1,2 mm



Wkręty blokowane / Locked screws:  $\varnothing$  2,0 mm

**Płytki prosta**

Straight plate

L (mm)	otwory holes	REF
31	4	X-02-166-04
38	5	X-02-166-05
45	6	X-02-166-06
52	7	X-02-166-07
59	8	X-02-166-08
73	10	X-02-166-10

grubość thickness  
1,3 mm



Wkręty blokowane / Locked screws:  $\varnothing$  2,0 mm  
Wkręty korowe / Cortical screws:  $\varnothing$  2,0 mm

**Płytką prostą**

Straight plate

L (mm)	otwory holes	REF
23	4	X-02-170-04
36	6	X-02-170-06

grubość thickness  
1,2 mm



Wkręty blokowane / Locked screws:  $\varnothing$  2,0 mm  
Wkręty korowe / Cortical screws:  $\varnothing$  2,0 mm

**Płytką prostą kompresyjną**

Compression straight plate

L (mm)	otwory holes	REF
17	3	X-02-175-03
23	4	X-02-175-04
29	5	X-02-175-05
35	6	X-02-175-06
71	12	X-02-175-12

grubość thickness  
1,2 mm



Wkręty korowe / Cortical screws:  $\varnothing$  2,0 mm

**Płytką prostą rekonstrukcyjną**


Straight reconstruction plate

L (mm)	otwory holes	REF
26	4	X-02-169-04
40	6	X-02-169-06
54	8	X-02-169-08
67	10	X-02-169-10
81	12	X-02-169-12

grubość thickness  
1,3 mm



Wkręty blokowane / Locked screws:  $\varnothing$  2,0 mm  
Wkręty korowe / Cortical screws:  $\varnothing$  2,0 mm



Instrumentarium do systemu 2,0 / Instrument sets for system 2,0: 4-57-00-04

1. Wkrętak 6-kątny s1,5 / Hexagonal screwdriver s1,5	x 1 szt.	4-43-33-02.1
2. Druk Kirschnera Ø 0,8 x 150 mm / K-wire Ø 0,8 x 150 mm	x 4 szt.	4-06-01-15
3. Trzpień do gięcia płytek / Bending pin	x 2 szt.	4-57-123-00
4. Prowadnica z miarką długości wkręta / Threaded drill guide with depth gauge	x 2 szt.	4-57-122-00
5. Wiertło chirurgiczne Ø 1,5 x 100 mm / Drill Ø 1,5 x 100 mm	x 2 szt.	4-40-02-15
6. Pogłębiacz stożkowy / Countersink	x 1 szt.	4-57-125-05
7. Gwintownik Ø 2,0 / Tap Ø 2,0	x 1 szt.	4-42-03-20
8. Prowadnica wiertła Ø 1,5 i gwintownika Ø 2,0 / Drill guide Ø 1,5 and tap guide Ø 2,0	x 1 szt.	4-57-124-00
9. Chwył dynamometryczny wkrętaka / Torque limiter holder for screwdriver	x 1 szt.	4-43-45-03
10. Trzpień wkrętaka T6 / Screwdriver shaft T6	x 1 szt.	4-43-45-13
11. Trzpień wkrętaka s1,5 / Screwdriver shaft s1,5	x 1 szt.	4-43-45-14
12. Wkrętak krzyżowy 0,7 mm / Cruciform screwdriver 0,7 mm	x 1 szt.	4-43-04-01

Kontener / Container: 4-99-99-150



**Wkręty blokowane samogwintujące - Ø 2,0**  
Self-tapping locked screws - Ø 2,0




L (mm)	Ø S 1,5	⊕ T 6
6-14 (co 1mm)	X-01-260-L	X-01-262-L
16-30 (co 2mm)	X-01-260-L	X-01-262-L

**Wkręty blokowane samowierzące - Ø 2,0**  
Self-drilling locked screws - Ø 2,0



L (mm)	Ø S 1,5	⊕ T 6
6-14 (co 1mm)	X-01-261-L	X-01-263-L
16-30 (co 2mm)	X-01-261-L	X-01-263-L


**Wkręty korowe samogwintujące - Ø 2,0**  
Self-tapping cortical screws - Ø 2,0



L (mm)	L1 (mm)	Ø S 1,5	⊕ T 6
5-9 (co 1mm)	2	X-01-45-L	X-01-282-L
10-12 (co 1mm)	2,5	X-01-45-L	X-01-282-L
14-38 (co 2mm)	3	X-01-45-L	X-01-282-L

## Wkręty korowe samogwintujące - Ø 1,5

Self-tapping cortical screws - Ø 1,5



L (mm)	L1 (mm)	○ S 1,5	⊕ 0,7
5-7 (co 1mm)	1,5	X-01-42-L	X-01-43-L
8-12 (co 1mm)	2	X-01-42-L	X-01-43-L
14-16 (co 2mm)	2,5	X-01-42-L	X-01-43-L
18-24 (co 2mm)	2,5	X-01-42-L	X-01-43-L









# **MEDGAL**<sup>®</sup>

ORTHOPAEDIC IMPLANTS & INSTRUMENTS

**MEDGAL**<sup>®</sup> Sp. z o.o.

16-001 Księżyno k/Białegostoku  
ul. Niewodnicka 26A

## **DZIAŁ MARKETINGU I SPRZEDAŻY**

info@medgal.com.pl

tel.:+48 85 6632 999

### **CENTRALA**

tel.:+48 85 6632 344

fax+48 85 6632 622

